



玉汝成  
YUCERA

专为半口设计

# 4D魔方皓

色彩透度强度硬度四维渐变  
自然如真牙



您身边的齿科服务商，可信赖的合作伙伴！

## 产品特点

- 8层叠加，15层渐变，自切端透度57%到颈部透度43%呈递减梯度
- 弯曲强度700-1200MPa
- 适用于半口、前牙、后牙、多单位桥体

Layer1 15% 57%≥700MPa

Layer2 10% 56%≥750MPa

Layer3 12% 54%≥820MPa


Layer4 12% 52%≥890MPa

Layer5 12% 50%≥960MPa

Layer6 12% 48%≥1030MPa

Layer7 12% 46%≥1100MPa

Layer8 15% 43%≥1200MPa



### 材料适应系统



98mm



95mm



92x75mm



其他规格

### 推荐适应证



贴面



嵌体



前牙全冠



半口桥



后牙全冠



全冠桥



种植单冠

## 产品介绍

魔方锆真正做到了氧化锆全瓷牙颜色、透度、强度、硬度的自然渐变过渡，能够达到天然牙切端牙釉质逼真的通透性，同时颈部的低透能起到有效的遮色作用。

### 4D魔方锆

烧结密度

弯曲强度

透光率

硬度

烧结温度

颜色

### 物理性能

6.07±0.03g/cm<sup>3</sup>

≥700-1200MPa(Av.)

57%-43%

1200HV

1500℃

16色+漂白色

\*参数为特定条件下测试，最终解释权归玉汝成所有。