



玉汝成
YUCERA

口腔数字印模仪

YRC-S02

最新第三代口内扫描仪技术



产品优势



感控无忧

新增按钮
与电脑无接触扫描



更智能

大视野大景深：0-20mm
自动标定器，便捷操作
简单易学



更小巧

重量仅228g
机身216mmx40mmx36mm



更舒适

扫描头入口高度仅14mm
独家专利设计多角度扫描头
内置加热，可高温高压消毒



更精准


全自主知识产权投影芯片
模组及光学成像模组
提供精准测量保障

应用范围

修复 种植 正畸 儿牙

云平台

工作台 3D预览 病例分享



YRC-S02

参数

扫描技术

动态凝视三维扫描

产品尺寸(长x宽x高)

216x40x36mm

产品重量

228g

扫描头规格

三种规格，支持高压蒸汽灭菌

扫描头尺寸(长x宽x高)

83x19x14/81x21x17(D)/88x21x17(M)(单位：mm)

单次扫描范围

18x16mm

扫描深度

多档可调，最高可达20mm

三维数据格式

STL, PLY, PTY、支持定制加密格式文件

接口

USB 3.0

全口扫描时间

<2分钟

光源

白光LED+激光

语言

支持中英界面切换

精度度

≤15μm

精密度

≤10μm

扫描开启方式

按钮/按键

体感操控

支持

*参数为特定条件下测试，最终解释权归玉汝成所有。