



玉汝成
YUCERA

3D树脂打印机

DJ89 Plus

精密、无线、省时
突破局限 重建想象力



您身边的齿科服务商，可信赖的合作伙伴！

产品特点



光源均匀

积分式光源，融合了DLP和LCD技术，光线均匀度达95%以上，优于普遍光源



稳定高效

8倍抗锯齿，模型表面精度更高，确保产出稳定
自动调平与自动进料提高打印效率



Z轴强大

双线性导轨和精密滚珠丝杠，确保垂直运动平稳且Z轴摆动最小，提高了表面的光洁度和精度

应用范围

正畸牙模、教学模型、假牙、铸造牙冠、人工牙龈、义齿基托、临时牙等

满足广泛的打印需求



DJ89 Plus

参数

支持系统

Windows7/8/10 X64 MAC OS

软件

PioNext Box

文件格式

STL OBJ

触摸屏

5.0英寸全彩触摸屏

分辨率

7680*4320像素

屏幕寿命

2000h

打印尺寸

228*128*100mm

XY轴精度

29μm

打印速度

40-60mm/h

打印层厚度

0.01-0.1mm

抗锯齿

8倍抗锯齿

支持耗材类型

405nmLCD树脂 兼容第三方树脂

成型室加热

20-35℃

机器尺寸

340*292*552mm

包装尺寸

611*386*666mm

语言

支持12种语言 优先选择中英文

*参数为特定条件下测试，最终解释权归玉汝成所有。