



玉汝成
YUCERA

五轴湿式雕铣机

YRC-6X

椅旁加工，2小时即时修复

可放置6颗玻璃陶瓷和2颗钛柱



您身边的齿科服务商，可信赖的合作伙伴！

产品特点



五轴联动 精细研磨

5轴联动切削，可进行大角度精细化研磨，适合椅旁快速加工



适合多种材料

可加工多种常见材料块和预成基台，同时最多可放置6颗玻璃陶瓷、2颗钛柱



智能大屏幕

优化升级后的大屏幕
智能触屏操作更便捷



集成水位监控

自动循环水系统，
集成水位控制，精度高



加工类型



贴面



单冠



嵌体



桥体



基台



套筒冠

YRC-6X	参数
设备尺寸	535x655x720mm
重量	170kg
旋转轴工作角度	A: 360° B: +20°
功率	1200w
切削精度	0.01mm
加工方式	五轴联动，湿式加工
车针规格	刀柄直径4mm，自动换刀
主轴转速	0-60,000rpm
额定工作气压	6.0-7.5bar (无水，无油)
刀库容量	10
可切削材料	玻璃陶瓷、钛柱、氧化锆、PMMA、复合材料

*参数为特定条件下测试，最终解释权归玉汝成所有。