



玉汝成
YUCERA

烧结炉

YRC-F10+

快慢一体，提升工作效率

单个前牙冠，90分钟出牙



您身边的齿科服务商，可信赖的合作伙伴！

产品特点



智能触控

控制界面为7英寸高清真彩液晶触摸屏，图文显示、操作简便



快慢一体烧结

进口原材料的保温炉膛配上1850型高规格硅钼棒




环保无污染

高温炉胆采用进口氧化铝轻质纤维材料，保温性能优异、环保无污染



精准控温

进口的PID智能控温，控温精度高，工作可靠



YRC-F10+	参数
控温精度	±1℃
触摸屏尺寸	7"真彩
额定功率	≤2KW
程序数量	24条程序
传感器类型	S型双铂铑
最高温度	1560℃
使用温度	≤1550℃
炉膛尺寸	Ø110mmx130mm
设备尺寸	370x530x780mm
设备重量	约50KG
升温速率	30℃/min
最快烧结时间	90分钟出牙

*参数为特定条件下测试，最终解释权归玉汝成所有。