

UT 多层

多层渐变无需染色
通透美观前牙优选

产品介绍

UT多层拥有极好的通透质感和细腻的光泽，其色彩渐变柔和过渡自然，5层叠加，9层渐变，因颜色要求不同，拥有16种颜色与漂白色可供选择。而且加工过程能够省去染色液着色环节，操作省时省力，适用于前牙全瓷等广泛适应症。

推荐适应证



贴面



嵌体



前牙全冠



后牙全冠



前牙三连冠

材料适应系统



98mm



95mm



92x75mm



其他规格

物理性能

烧结密度 $6.07 \pm 0.03 \text{g/cm}^3$

弯曲强度 $\geq 600 \text{MPa(Av.)}$

透光率 49%

硬度 1200HV

烧结温度 1450°C

颜色 16色+漂白色



UT极透

专为贴面而生

产品介绍

UT极透拥有细腻的通透感，在保证产品强度性能的基础上，对透度进行又一次的完美提升，使用UT极透所制作出的美学修复体美轮美奂、透感十足，优质的特性使其成为美学锆上的最优选择。

推荐适应证



贴面



嵌体



前牙全冠



后牙全冠



前牙三连冠

材料适应系统



98mm



95mm



92x75mm



其他规格

物理性能

烧结密度 6.07±0.03g/cm³

弯曲强度 ≥600MPa(Av.)

透光率 49%

硬度 1200HV

烧结温度 1450°C

染色液颜色 16色+26色

您身边的齿科服务商，可信赖的合作伙伴！